

HEINE OMEGA 600

oftalmoscopio indirecto

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES.

Muchas gracias por elegir HEINE OMEGA 600: ¡le deseamos que tenga mucho éxito y que disfrute de su nuevo instrumento!



El vídeo «Cómo configurar su OMEGA 600» explica cómo ajustar el instrumento a sus necesidades personales.

HEINE OMEGA 600 oftalmoscopio indirecto



Función «flip-up» para voltear hacia arriba la unidad óptica
Para una interacción más cómoda con el paciente



Oculares: Para acomodar la vista de la mejor forma posible sustituya los oculares +2D montados inicialmente por las lentes neutrales 0D



Ajuste de la anchura



Cabezal coobservador TM2



Tapa de protección contra el polvo para el cristal frontal

Si desea compartir sus experiencias o sus descubrimientos, estaríamos encantados de leerlos:
#heine #iuseheine #OMEGA600



www.heine.com

05/23 V-300.00.046 s

