

HEINE DELTAone

Lo más destacado, en resumen

Campo de
visión 21 mm Ø
reales

Con solo pulsar
un botón se
puede alternar
entre luz polarizada
y no polarizada =
función «Toggle».
Más información en
heine.com/es/Toggle

3 niveles
de luminosidad

On/Off



HEINE DELTAone

Lo más destacado, en resumen

Con solo pulsar un botón se puede alternar entre luz polarizada y no polarizada = función «Toggle». Más información en heine.com/es/Toggle

Recarga con cable micro USB



● Estado de carga > 25 %

● Estado de carga < 25 %

✱ Intermitente Estado de carga < 10 %

Un vídeo vale más que 1000 palabras



El vídeo «**Application**» muestra el DELTAone en acción en el paciente.



En el vídeo «**DELTAone DERM app**» puede descubrir cómo se usa el DELTAone con la app exclusiva HEINE DERM para la documentación digital.

