

HEINE mini-c lámpara de exploración manual

Formato compacto. Rendimiento fuera de serie. Con la seguridad a la vista.



Lámpara de exploración robusta y duradera en formato compacto de bolsillo.
Luz brillante y concentrada: **ahora, con la novedad del exclusivo LED^{HQ}.**

- ❖ Exploración segura de los ojos gracias a la seguridad fotobiológica testada.
- ❖ Cómodo y ergonómico.
- ❖ Colores naturales y una vida útil prácticamente infinita del LED^{HQ}.
- ❖ Desconexión automática al fijarlo al bolsillo.
- ❖ Garantizados 20.000 ciclos interruptores.
- ❖ Pilas recambiables (tamaño AAA).

Información de pedido	Nº. art.
HEINE mini-c lámpara de exploración manual con pilas	D-008.73.109
HEINE mini-e Ear Light con pilas [02] para aplicaciones otoplásticas. Mediante el conductor de luz se comprueba la adaptación anatómica óptima de los audífonos.	D-008.73.103

